



**IMDRF** International Medical  
Device Regulators Forum

①. 訳者注意: shall と should

ISO の翻訳では、大略以下のようになっている。

- ・ shall: 要求事項を示す。
- ・ should: 推奨事項を示す。

本ドキュメント上では、IMDRF 側の真意を先走って読み取り、厳しめの意味に訳している。

また、判りやすくする目的で、文中、shall は赤、should はオレンジで目立たせている。

ちなみに、must は茶色にした。

②. 【】内は、訳者による注意あるいは理解を助ける目的での追加説明であり、原文が意図するものとは異なる可能性もある。

③. 『5. 用語の定義』で説明されている用語には、『(\*)』を付けた。

## Proposed Draft

### International Medical Device Regulators Forum

④. 英文の段落が長いものに関しては、目で追いやすいように、その下に『●』を付けて、一文ずつ対比翻訳した。

⑤. この翻訳資料では、行番号がオリジナルの番号からずれているが、皆様がパブコメを GS1 ヘルスケアジャパン協議会にお出しになる場合は、この文書中の番号をご使用ください。IMDRF に提出する際は、事務局がオリジナルの番号に変更します。

⑥. (一財)流通システム開発センターが和訳いたしました。あくまでご参考レベルとして配布させていただきます。

⑦. 原文と異なる記述がある場合は、原文の記述が優先いたします。

2013 年 6 月 30 日(日)

Title: **UDI (\*) System (\*) for Medical Devices (Version 2.0)**

Authoring Group: IMDRF UDI (\*) Working Group

Date: 10 April 2013

原文リンク:

UDI System for Medical Devices (Version 2.0)

[<http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/consultations/imdrf-cons-udi-130417.doc>]

Comments template

[<http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/consultations/imdrf-cons-udi-comments-130418.doc>]

和訳初版 2013 年 6 月 30 日(日)  
GS1 Healthcare Japan

## Contents

1. Preamble .....	3
2. Introduction.....	3
2.1 Traceability .....	6
2.2 Identification .....	7
2.3 Adverse Event Reporting .....	7
2.4 Medical Errors .....	8
2.5 Documentation .....	9
3. Rationale, purpose and scope.....	10
3.1 Rationale .....	10
3.2 Purpose .....	10
3.3 Scope .....	12
4. References.....	12
5. Definitions.....	13
6. Guidance for a UDI System.....	18
7. The UDI .....	20
8. UDI Carrier .....	22
9. The UDID .....	24
9.1 General principles of the UDID .....	24
9.2 The core UDID data elements .....	13
10. Rules for specific device types .....	28
10.1 Implants .....	28
10.2 Reusable devices requiring sterilization or high level disinfection between uses .....	29
10.3 Non IVD kits .....	29
10.4 IVD Kits .....	30
10.5 Configurable medical device systems .....	32
10.6 Standalone Medical Device Software .....	32

## 1. Preamble

### 1. 序文

This document is inscribed in the framework of the International Medical Device Regulators Forum (IMDRF). It replaces the "Guidance on a Unique Device Identification System (UDI) for Medical Devices" adopted by the Global Harmonization Task Force (GHTF) on 16 September 2011.

本ドキュメントは、IMDRF のフレーム・ワークとして位置付ける。

これは、GHTF により、2011 年 9 月 16 日に採択された『医療機器に関する UDI システム<sup>(\*)</sup>のガイダンス』に取って代わるものである。

The IMDRF Guidance on a "Unique Device Identification System (UDI) for Medical Devices" clarifies and supplements the above mentioned GHTF Guidance by providing non-binding rules for use in the regulation of medical devices, and has been subject to consultation throughout its development.

IMDRF のこの『医療機器に関する UDI システム<sup>(\*)</sup> (Unique Device Identification System (UDI<sup>(\*)</sup>) for Medical Devices)』ガイダンスは、医療機器規制に関して法的拘束力のない形で提供され、上記 GHTF ガイダンスを明確化すると共に補足を加えている、また、ここに至るまでに十分な協議を行ってきた。

There are no restrictions on the reproduction, distribution or use of this document; however, incorporation of this document, in part or in whole, into any other document, or its translation into languages other than English, does not convey or represent an endorsement of any kind by the International Medical Device Regulators Forum.

本ドキュメントの複製、配布、また使用に関して制限は設けないが、本ドキュメントの一部あるいは全体をいかなるドキュメントにでも流用したり、また英語以外の言語への翻訳物に対して、IMDRF が是認するものではない。

## 2. Introduction

### 2. 導入

This guidance provides a framework for those regulatory authorities that intend to develop their own UDI Systems – such that, when implemented, it achieves a globally harmonized approach to UDI. It is expected that the regulatory authorities will follow the guidance when developing their own UDI requirements. The framework can be used at a local, national, or global level. In order to reach the goal of a globally harmonized UDI System, it is critical that these systems are implemented **without** regional or national differences. This guidance is intended to provide a high-level conceptual view of how a global UDI System **should** work. It is recognized that further additional guidance may be needed once these core concepts are implemented.

● This guidance provides a framework for those regulatory authorities that intend to develop their own UDI Systems – such that, when implemented, it achieves a globally harmonized approach to UDI.

本ガイダンスは、独自の UDI システム<sup>(\*)</sup>を開発しようとする規制当局に対してフレーム・ワークを提供する。そのようなシステムが出来上がり、実使用に移されれば、UDI<sup>(\*)</sup>に対して世界的に整合された活動が展開される。

● It is expected that the regulatory authorities will follow the guidance when developing their own UDI requirements.

規制当局が独自の UDI<sup>(\*)</sup> 要求を取り決めるにあたって、本ガイダンスの内容に即したものにすることを期待する。

● The framework can be used at a local, national, or global level.

本フレーム・ワークは、地域、国、また世界レベルで使用できるものである。

● In order to reach the goal of a globally harmonized UDI System, it is critical that these systems are implemented without regional or national differences.

最終目的である世界的に整合された UDI システム<sup>(\*)</sup>を実現するには、地域あるいは国レベルで違いを持たせずに実施されることが重要である。

● This guidance is intended to provide a high-level conceptual view of how a global UDI System **should** work.

本ガイダンスは、世界的 UDI システム<sup>(\*)</sup>がどのように機能しなければいけないかと言う、ハイ・レベル間での概念を提供する意図を持っている。

● It is recognized that further additional guidance may be needed once these core concepts are implemented.

これらのコアとなる概念が実行に移された後で、更なる追加ガイダンスが必要になることは認識している。

The fundamental concepts of a globally harmonized UDI System include:

世界的に整合された UDI システム<sup>(\*)</sup>の基本概念には、以下が含まれる:

- a. the UDI and UDI Carrier are based on global standards, UDI<sup>(\*)</sup> および、そのキャリアー<sup>(\*)</sup> は、世界標準に則っている必要がある、
- b. a UDI applied to a medical device anywhere in the world **should** be able to be used globally to meet the UDI requirements of any regulatory authority, 世界中のどの地域であっても、医療機器に貼付される UDI<sup>(\*)</sup> は、いかなる規制当局の UDI<sup>(\*)</sup> 要求をも満足させ、世界中で使用できること、
- c. national or local identification numbers **should** NOT be a substitute for UDI, 国、また地域独自の識別番号を、UDI<sup>(\*)</sup> の代替として使用してはいけない、
- d. regulatory Authorities **should** not specify how to modify these standards 規制当局は、これらの標準を変更する方法を提示してはいけない、
- e. the UDI Database (UDID) core elements **should** not be modified, UDI<sup>(\*)</sup> データベース (UDID<sup>(\*)</sup>) のコア要素を改造してはいけない、
- f. the UDID **should** use the HL7 SPL for data submission,

UDID<sup>(\*)</sup>では、データ提出の手段として、HL7 SPL を使用する事、

g. each medical device needs to be identified by a UDI.

全ての個々の医療機器は、一意の UDI<sup>(\*)</sup>により識別される事。

The UDI System is intended to provide a single, globally harmonized system for positive identification of medical devices. Healthcare professionals and patients will no longer have to access multiple, inconsistent, and incomplete sources in an attempt to identify a medical device and, its key attributes. The UDID is a designated source for additional information. It is critical to note that the benefits of UDI can only accrue if all stakeholders, from the manufacturer to healthcare providers and patients, use UDI throughout their systems. Therefore, it is imperative that all stakeholders be educated about the development and use of a UDI System.

●The UDI System is intended to provide a single, globally harmonized system for positive identification of medical devices.

本 UDI システム<sup>(\*)</sup>は、唯一の、世界的に整合された医療機器に対する確実な識別システムを提供することを意図している。

● Healthcare professionals and patients will no longer have to access multiple, inconsistent, and incomplete sources in an attempt to identify a medical device and, its key attributes.

ヘルスケア従事者および患者は、もはや、医療機器識別およびそれらの主要な情報収集のために、幾つもの調和の取れていない不完全なソースにアクセスする必要がなくなる。

● The UDID is a designated source for additional information.

UDID<sup>(\*)</sup>は、【機器のラベル等から得られる情報以上の】付加情報を得るための、UDI<sup>(\*)</sup>を使って検索できるデータベースである。

● It is critical to note that the benefits of UDI can only accrue if all stakeholders, from the manufacturer to healthcare providers and patients, use UDI throughout their systems.

UDI<sup>(\*)</sup>によりもたらされる利益は、製造メーカー<sup>(\*)</sup>からヘルスケア提供者および患者に至る全ての利害関係者が、UDI<sup>(\*)</sup>を彼らのシステム全体を通して使用して初めて得られる。

● Therefore, it is imperative that all stakeholders be educated about the development and use of a UDI System.

したがって、全ての利害関係者が、UDI システム<sup>(\*)</sup>の開発導入および使用にあたって十分な教育を受けることが必須である。

A globally harmonized and consistent approach to UDI is expected to increase patient safety and help optimize patient care by facilitating the:

患者安全向上、また最適な患者ケアの提供を助ける目的を持って以下の項目を促進する。  
この目的達成にむけて、UDI<sup>(\*)</sup>に対する世界的に整合された一貫性のある取り組みがなされる事を期待する:

- a. traceability of medical devices, especially for recalls and other field safety corrective actions,  
特に、リコールやその他市場安全確保のための是正措置に関する、医療機器トレーサビリティの確保
- b. adequate identification of medical devices through distribution and use,  
物流全般および使用現場における、医療機器の適切な識別、
- c. identification of medical devices in adverse events,  
有害事象時における医療機器の識別、
- d. reduction of medical errors,  
医療過誤の減少、
- e. documenting and longitudinal capture of data on medical devices.  
医療機器に関するデータの文書化、および長期間にわたる収集。

## 2.1 Traceability

### 2.1 トレーサビリティ

The global use of a Unique Device Identifier (UDI) will facilitate traceability throughout distribution.

世界的に UDI<sup>(\*)</sup> が使用されることによって、物流全域におけるトレーサビリティが向上する。

In order to achieve traceability, it is necessary to require all stakeholders to capture and store the UDI (Device Identifier + Production Identifier) throughout distribution and use.

トレーサビリティを確保するためには、全ての利害関係者が、物流から使用現場の全域に渡って、UDI<sup>(\*)</sup> (機器識別子 DI<sup>(\*)</sup> + 製造識別子 PI<sup>(\*)</sup>) を取得し保存する事が必要である。

This is especially important for recalls and other field safety corrective actions.

これは、特にリコールや、その他市場安全是正措置の展開時に重要となる。

Though the UDI Database (UDID) does not capture Production Identifiers (UDI-PI), it is expected that supply chain operators will capture and use these identifiers. This is critical during recalls and other field safety corrective actions. In addition, the foundational use of UDI can help fight counterfeiting and secure the supply chain for all stakeholders.

UDID<sup>(\*)</sup> は、製造識別子 (UDI-PI<sup>(\*)</sup>) を取得・保存しないが、サプライ・チェーン関係者には、それを取得し活用する事が期待される。

これは、リコールや、その他市場安全是正措置を展開する際に重要となる。

更に、UDI<sup>(\*)</sup> 利活用の浸透が、すべての利害関係者に対し、より良い偽物対策やサプライ・チェーンの安全確保を促進する。

Traceability includes:

トレーサビリティとは、以下を含む:

- a. recording medical devices from manufacturer to healthcare provider throughout the supply chain,  
製造メーカー<sup>(\*)</sup> からヘルスケア提供者までのサプライ・チェーン全域に渡る、医療機器の記録を取る、
- b. recording medical device use in patients,  
患者に対する医療機器使用の記録を取る、
- c. implementation of medical device recalls,  
医療機器リコールの実施、
- d. a standardized way to input medical device identification into registries.  
標準化された方法による医療機器識別データのレジストリー 【一般的に DB のデータ保存機能部分を言う】 への入力

## 2.2 Identification

### 2.2 識別

UDI will facilitate the adequate identification of the medical device through distribution and use by providing a single global identifier that can be used to link and integrate existing government, clinical, hospital, and industry databases. UDI **should** allow for improved procurement, inventory management, and accounting. The existence of a single device identifier (UDI-DI) to link disparate data bases **should** allow creative new medical and business applications, and synergy among those applications.

● UDI will facilitate the adequate identification of the medical device through distribution and use by providing a single global identifier that can be used to link and integrate existing government, clinical, hospital, and industry databases.

UDI<sup>(\*)</sup> を使用し、現時点で存在する行政、臨床現場、病院および業界のデータベースをリンクさせ、また統合させる事で、世界中で一意的な識別が提供可能となる。それにより物流および使用現場にて医療機器の適切な識別が加速させられる。

● UDI **should** allow for improved procurement, inventory management, and accounting.

UDI<sup>(\*)</sup> は、購買、在庫管理および経理業務の改善も可能にするものであるべきである。

● The existence of a single device identifier (UDI-DI) to link disparate data bases **should** allow creative new medical and business applications, and synergy among those applications.

異種データベースをリンクさせる単一の機器識別子 (UDI-DI<sup>(\*)</sup>) が、創造的かつ新しい医療および業界での応用拡大を促進するアプリケーションを可能にさせ、また、それらアプリケーション間の相乗効果を生み出すものと信じる。

## 2.3 Adverse Event Reporting

### 2.3 有害事象報告

UDI will allow industry and regulatory authorities to more rapidly identify medical devices involved in adverse events. UDI will be available for inclusion in adverse event reports, allowing

greater accuracy in reporting, and more rapid aggregation of related reports. Using this information, Health Authorities can more rapidly collate and analyze problem reports and identify the most-appropriate solution for a particular concern. UDI will allow more targeted safety alerts, recalls, and other corrective actions on the specific medical devices that are of concern.

●UDI will allow industry and regulatory authorities to more rapidly identify medical devices involved in adverse events.

産業界および行政当局の関係者は、UDI<sup>(\*)</sup>を使用する事により、有害事象に関する医療機器を更に迅速に識別する事が出来るようになる。

●UDI will be available for inclusion in adverse event reports, allowing greater accuracy in reporting, and more rapid aggregation of related reports.

UDI<sup>(\*)</sup>を有害事象報告書に記載することにより、報告の正確性をさらに増すことができ、関連報告の収集がさらに迅速に行える。

●Using this information, Health Authorities can more rapidly collate and analyze problem reports and identify the most-appropriate solution for a particular concern.

この情報を使用する事により、保険機関は問題報告の照合、解析をさらに迅速に実施する事ができ、また、特定事象に対する最適な解決策を見つけることが可能になる。

●UDI will allow more targeted safety alerts, recalls, and other corrective actions on the specific medical devices that are of concern.

UDI<sup>(\*)</sup>の利活用により、対象となる特定の医療機器に対して、よりの絞った安全警告の発信、リコール、およびその他是正措置関連作業の展開が可能となる。

## 2.4 Medical Errors

### 2.4 医療過誤

By providing rapid and electronic access to critical patient safety information relating to a medical device, the UDI system may help clinicians more safely select and use the proper medical device for a patient. UDID data could be downloaded by healthcare providers to be used for internal reference of safety related information.

●By providing rapid and electronic access to critical patient safety information relating to a medical device, the UDI system may help clinicians more safely select and use the proper medical device for a patient.

UDI システム<sup>(\*)</sup>の利活用により、特定の医療機器に関する重要な患者安全情報への迅速かつ電子的なアクセスが提供される。これにより、臨床医は、患者毎に適切な医療機器を選択・使用し、医療安全を向上させる事が可能となる。

●UDID data could be downloaded by healthcare providers to be used for internal reference of safety related information.



ヘルスケア提供者は、UDID<sup>(\*)</sup> データをダウンロードし、得られた安全関連情報を内部的な参考情報として利活用することが出来る。

## 2.5 Documentation

### 2.5 ドキュメンテーション

The use of UDI System will facilitate and simplify the documentation of medical device use in various patient records including traditional as well as electronic health records and registries. UDI **should** also enable linkages of medical device information across various systems and across geographies. These applications of UDI could help identifying medical device problems and enhance comparative effectiveness.

● The use of UDI System will facilitate and simplify the documentation of medical device use in various patient records including traditional as well as electronic health records and registries. UDI システム<sup>(\*)</sup> を利活用する事により、従来の患者記録【紙のカルテを含む】はもちろんだが、電子カルテおよびレジストリーなどさまざまな形式の患者記録に、医療機器の使用情報を迅速かつ簡単に残す事が可能となる。

● UDI **should** also enable linkages of medical device information across various systems and across geographies.

UDI<sup>(\*)</sup> の利活用により、医療機器情報を各種システム間、また地域間でやり取りする事が可能になるべきである。

● These applications of UDI could help identifying medical device problems and enhance comparative effectiveness.

このように UDI<sup>(\*)</sup> を活用する事によって、医療機器問題の識別が容易になり、また相対的な効果が高まる。

Other considerations essential for the successful development and implementation of a globally harmonized UDI System include:

世界的に整合された UDI システム<sup>(\*)</sup> を開発し、成功裏に実現させる為には、以下の点も考慮すべきである:

- a. a risk-based approach which is essential given the huge diversity of the medical devices, 医療機器の大きな多様性を考慮した上での本質的なリスク・ベース・アプローチ
- b. kits, systems and other groups of devices which need to be managed appropriately, 医療機器のキット<sup>(\*)</sup>、システムおよび他のくくりは適切に管理される必要がある。
- c. requirements which **should** be phased in over a period of years based on risk classes, starting with the highest risk class, to reduce the burden of implementation, 規制要求は、実施側における負担を考慮し、年月をかけて、リスクの高いクラス の機器から、段階を追って実施されるようにすべきである。
- d. the need for all supply chain stakeholders to have sufficient time to prepare their systems, processes and staff, for the proper use of the UDI system.

UDI システム<sup>(\*)</sup> を適切に使用することが出来るよう、全てのサプライ・チェーン利害関係者に対して、彼らのシステム、プロセス、およびスタッフのために適切な準備期間を与えることが必要である。

### **3. Rationale, purpose and scope**

### **3. 論拠、目的および適用範囲**

#### *3.1 Rationale*

#### *3.1 論拠*

There are currently no global definitions of what constitutes a UDI or UDI System. As a consequence, discrepancies between different national approaches do exist and will most likely increase. Common globally harmonized UDI System requirements would offer significant benefits to manufacturers, healthcare providers, patients, and regulatory authorities. In addition, eliminating or reducing differences between regulatory authorities decreases the cost of gaining regulatory compliance.

● There are currently no global definitions of what constitutes a UDI or UDI System.

現時点において、UDI<sup>(\*)</sup> または UDI システム<sup>(\*)</sup> に関して明確な世界的定義がない。

● As a consequence, discrepancies between different national approaches do exist and will most likely increase.

結果、異なる国間で進め方に違いがみられ、それが拡大する傾向がみられる。

● Common globally harmonized UDI System requirements would offer significant benefits to manufacturers<sup>(\*)</sup>, healthcare providers, patients, and regulatory authorities.

世界共通の整合された UDI システム<sup>(\*)</sup> 要求により、製造メーカー、ヘルスケア提供者、患者および規制当局が大きな利益を得ると信じる。

● In addition, eliminating or reducing differences between regulatory authorities decreases the cost of gaining regulatory compliance.

更に、規制当局間の差異をなくす或いはなくさないまでも減少させる事により、法規制遵守に要するコストが抑えられる。

#### *3.2 Purpose*

#### *3.2 目的*

A UDI unambiguously identifies a manufacturer's specific medical device. A standardized UDI is part of the label, documented in the UDID, and used consistently throughout distribution and use **should** facilitate a number of patient safety benefits, including:

UDI<sup>(\*)</sup> により、一意的に製造メーカー<sup>(\*)</sup> の特定の医療機器を識別できる。

標準化された UDI<sup>(\*)</sup> はラベルの一部として使用され、UDID<sup>(\*)</sup> に記録され、物流から使用現場に至る過程を通し一貫して利活用される。これにより、以下を含む患者安全の実現が大きく加速させられるべきである。

- a. traceability of medical devices,  
医療機器のトレーサビリティ、
- b. the identification of medical devices in adverse events reports and other post-market safety surveillance activities,  
有害事象報告における医療機器識別および、その他市販後安全調査活動、
- c. field safety corrective actions, including recalls,  
リコールを含む市場安全是正措置、
- d. the reduction of medical errors,  
医療過誤の減少、
- e. establishing and maintaining registries.  
レジストリーの構築及び維持。

This guidance intends to avoid country-specific requirements regarding the core elements of the UDI System by developing common guidance for:

本ガイダンスは、以下のような共通ガイダンスを展開しつつ、UDI システム<sup>(\*)</sup> のコア要素に関する国特有の要求を排除する事を目論んでいる。

- a. creating, use and maintaining a UDI,  
UDI<sup>(\*)</sup> の生成、使用、および維持、
- b. applying a UDI Carrier,  
UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> の適用・使用、
- c. establishing the UDID model/structure, with a defined list of Data Elements,  
定義されたデータ要素リスト、および UDID<sup>(\*)</sup> モデル/構造の構築、
- d. establishing basic requirements for a data submission format based on a common standard,  
一般的な標準に基づいたデータ提出フォーマットの、基本要素事項策定、
- e. establishing basic requirements for a common data exchange standard.  
共通データ交換標準の為の基本要素事項策定。

In order to facilitate global traceability, the UDI System **should** be promoted and used at all levels by all stakeholders, including regulatory authorities, medical device manufacturers, distributors, healthcare providers and patients.

世界的レベルでトレーサビリティの確立を促進するためには、UDI システム<sup>(\*)</sup> が、規制当局、医療機器製造メーカー<sup>(\*)</sup>、ヘルスケア提供者および患者を含むすべての利害関係者により使用され普及されなくてはならない。

This document does not address the use of the UDI System, e.g. by healthcare providers. Therefore it does not directly address issues associated with counterfeit medical devices or how to enable better control of purchasing which will depend on the use of the UDI System by healthcare providers.

本ドキュメントは、たとえばヘルスケア提供者による UDI システム<sup>(\*)</sup>の使用に視点を置いているわけではない。

つまり、ヘルスケア提供者による UDI システム<sup>(\*)</sup>の使用における偽医療機器の排除や購買の効率化に直接の視点を置いているわけではない。

### 3.3 Scope

#### 3.3 適用範囲

This document applies to all products to be placed on the market that are regulated as medical devices. For a definition of a medical device, see the GHTF document "*Information Document Concerning the Definition of the Term "Medical Device"*".

This document is addressed to the regulatory authorities and affects medical device manufacturers.

本ドキュメントの内容は、医療機器として分類され上市されるすべての商品に対して適用される。

医療機器の定義は、GHTF ドキュメントの『*Information Document Concerning the Definition of the Term "Medical Device"*』を参照されたい。

【 <http://imdrf.org/docs/ghtf/archived/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-pd-n7r04-definition-of-term-medical-device-110315.pdf>】

本ドキュメントは、規制当局での使用に主眼を置いているが、もちろん医療機器製造メーカー<sup>(\*)</sup>にも影響が及ぶ事になる。

## 4. References

### 4. 参考情報

- GHTF final documents;  
[\[http://www.imdrf.org/documents/documents.asp#ghtf\]](http://www.imdrf.org/documents/documents.asp#ghtf)
- SG1/N071:2012 Definition of the Terms 'Medical Device' and 'In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Device';  
[\[http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n071-2012-definition-of-terms-120516.docx\]](http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n071-2012-definition-of-terms-120516.docx)
- SG1/N070:2011 Label and Instructions for Use for Medical Devices;  
[\[http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n70-2011-label-instruction-use-medical-devices-110916.doc\]](http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n70-2011-label-instruction-use-medical-devices-110916.doc)
- SG1/N055:2009 Definitions of Terms Manufacturer, Authorized Representative, Distributor and Importer;  
[\[http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n055-definition-terms-090326.doc\]](http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n055-definition-terms-090326.doc)
- SG1/N065:2010 Registration of Manufacturers and other Parties and Listing of Medical Devices;  
[\[http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n065-listing-of-medical-devices-100827.doc\]](http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n065-listing-of-medical-devices-100827.doc)
- ISO/IEC 15459-2:2006 – IT Unique identifiers Part 2: Registration procedures;  
[\[http://webstore.iec.ch/preview/info\\_isoiec15459-2%7Bed2.0%7Den.pdf\]](http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec15459-2%7Bed2.0%7Den.pdf)

- ISO/IEC 15459-4:2008 – IT Unique identifiers Part 4: Individual items;  
[[http://webstore.iec.ch/preview/info\\_isoiec15459-4%7Bed2.0%7Den.pdf](http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec15459-4%7Bed2.0%7Den.pdf)]  
- ISO/IEC 15459-6:2007 – IT Unique identifiers Part 6: Unique identifier for product groupings;  
[[http://webstore.iec.ch/preview/info\\_isoiec15459-6%7Bed1.0%7Den.pdf](http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec15459-6%7Bed1.0%7Den.pdf)]  
- ISO/IEC 16022:2006 – IT AIDC technics Data Matrix bar code symbology specification;  
[[http://webstore.iec.ch/preview/info\\_isoiec16022%7Bed2.0%7Den.pdf](http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec16022%7Bed2.0%7Den.pdf)]  
- ISO/IEC 18004:2006 – IT AIDC techniques QR Code 2005 bar code symbology specification.  
[[http://webstore.iec.ch/preview/info\\_isoiec18004%7Bed2.0%7Den.pdf](http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec18004%7Bed2.0%7Den.pdf)]

## 5. Definitions

### 5. 用語の定義

#### *Accessory*

Accessory means an article intended specifically by its manufacturer to be used together with a specific medical device(s), to enable the medical device to be used in accordance with its intended use [modified draft GHTF definition –SG1 N071:2012].

#### アクセサリー

ある特定の医療機器が意図する使用を可能にするよう、その医療機器と共に使用する事を製造メーカー<sup>(\*)</sup>により意図された物品 [改訂 GHTF 定義案 –SG1 N071:2012 [<http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n071-2012-definition-of-terms-120516.docx>]]。

#### *Automatic Identification and Data Capture (AIDC)*

AIDC refers to the methods for automatic identification of objects, collecting data about them, and entering the data directly into computer systems.

#### 自動認識およびデータ取得(AIDC)

対象物を自動的に認識したり、それらのデータを収集したり、それらのデータを直接コンピューター・システムに入力する手法。

#### *Configurable medical device system*

A configurable medical device system consists of several components which can be assembled in multiple configurations. Those components may be medical devices itself and/or non-medical devices.

Examples are Computed Tomography (CT) systems, Ultrasound systems, Anesthesia systems, Physiological Monitoring systems, Radiology Information System (RIS).

#### 多様な構成が可能な医療機器システム

多数の構成部品を組み上げて、多様な仕様の構成を作り上げることが可能な医療機器。構成部品には、医療機器以外のものを含む事もある。

例として、コンピューター断層撮影 (CT) システム、超音波【診断】システム、麻酔システム、生理学的モニタリング・システム、放射線情報システム (RIS) 等があげられる。

### Configuration

Configuration is a combination of items of equipment, as specified by the manufacturer, that operate together to provide an intended use or purpose as a medical device. The combination of items may be modified, adjusted or customized to meet a customer need.

#### Examples:

1. CT: gantry, tube, table, console are items of equipment that can be configured/combined to deliver an intended function.

2. Anesthesia: ventilator, breathing circuit, vaporizer are items of equipment that can be configured/combine to deliver an intended function.

### 構成

製造メーカー<sup>(\*)</sup>により決められる組み合わせ装置を作り上げるアイテムの事であり、組み合わせ構成全体で医療機器として意図する用途を満足させる。構成内容は、顧客要求にこたえて、変更、調整、また特別対応する事が出来る。

#### 例:

1. CT: ガントリー (構台)、【X線】球、テーブル、操作卓などが、意図する機能を果たす目的で構成内容を最適化したり、組み合わせを変更したりする対象ユニットである。

2. 麻酔: 人工呼吸器、呼吸回路、気化器などが、意図する機能を果たす目的で構成内容を最適化したり、組み合わせを変更したりする対象ユニットである。

### Device Identifier (UDI-DI)

The UDI-DI is a unique numeric or alphanumeric code specific to a model of medical device and that is also used as the "access key" to information stored in a UDID. Examples of the UDI-DI include GS1 GTIN, HIBC-LIC, ISBT product code.

### 機器識別子(UDI-DI)

医療機器のモデルに対して一意的なコードであり、数字または英数字よりなるものであり、UDID<sup>(\*)</sup>に保存された情報への"アクセス・キー"としても使用される。UDI-DI<sup>(\*)</sup>には、GS1 GTIN、HIBC-LIC、ISBT 製品コードなどがある。

### Human Readable Interpretation (HRI)

Human Readable Interpretation is a legible interpretation of the data characters encoded in the UDI Carrier.

### 人間が解読可能な文字(HRI)

UDI キャリアー<sup>(\*)</sup>に組み込まれたデータ文字列を人間が解読・判別可能な状態にしたもの。

### Kits

Kits are a collection of products, including medical devices, that are packaged together to achieve a common intended use and is being distributed as a medical device. These could also be called procedure packs or convenience kits.

Note: Jurisdictions may differ in their definition of kit.

キット

医療機器を含む製品の集まりを言う。それらは、共通の意図する使用を達成する目的を達成するために一つに梱包され、医療機器として流通させられる。これらは、また、プロシージャー・パックとか、コンビニエンス・キットとも呼ばれる。  
注意: 司法圏域によって、定義が異なる場合もある。

*Label*

Written, printed, or graphic information either appearing on the medical device itself, or on the packaging of each unit, or on the packaging of multiple devices].

ラベル

医療機器本体、その個装、または、複数の医療機器が入った梱包に貼付される情報で、手書き、印刷、または、グラフィカルな形式で提供される [GHTF/SG1/N070:2011[GHTF/SG1/N070:2011  
[<http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n70-2011-label-instruction-use-medical-devices-110916.doc>]]。

*Manufacturer*

Manufacturer means any natural or legal person<sup>1</sup> with responsibility for design and/or manufacture of a medical device with the intention of making the medical device available for use, under his name; whether or not such a medical device is designed and/or manufactured by that person himself or on his behalf by another person(s) [GHTF SG1/N55:2009]. This includes reproducers and remanufacturers that take responsibility for the device and reintroduce it into commercial distribution.

製造メーカー

医療機器を使用に供する形で、そのメーカー名のもと提供する自然人あるいは、法人を指す。その商品が、そのメーカーにより設計または製造されたか、あるいはそのうちの一つでも OEM メーカーに委託したかは問わない [GHTF SG1/N55:2009  
[<http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n055-definition-terms-090326.doc>]]。これには、再生業者および再製造メーカーも含まれ、両者は対象医療機器を再生あるいは再製造後、その医療機器に対する責任を持ったうえで商用物流に乗せる。

*Own Brand/Private Labelers*

An Own Brand or Private Labeler relabels a device from a 3<sup>rd</sup> party with his own name without making any further changes to the device thereby taking responsibility for it as the manufacturer.

自社ブランド/独自ラベル業者

---

<sup>1</sup> The term “person” that appears here includes legal entities such as a corporation, a partnership or an association.

ここでいう人 (person) は、パートナーシップや連合体等の法人を含む。



OEM メーカーより供給された製品に変更を加えることなく、独自の表示をし、それらの製造メーカー<sup>(\*)</sup>としての責務を負い上市する場合、このように呼ばれる。

*Packaging Levels*

Packaging levels means the various levels of device packages that contain a fixed quantity of medical devices, e.g. each, carton, case. This does not include shipping containers such as pallets.

*包装単位*

一定数の医療機器の包装単位(カートン、ケースなど)。パレットなどの貨物コンテナ<sup>(\*)</sup>は含まない。

*Production Identifier (UDI-PI)*

The Production Identifier is a numeric or alphanumeric code that identifies the unit of device production. The different types of Production Identifier(s) include serial number, lot/batch number, manufacturing and/or expiration date.

*製造識別子 (UDI-PI)*

医療機器の製造単位を識別する為のコードであり、数字または英数字よりなる。これには、シリアル・ナンバー、ロット/バッチ・ナンバー、製造および使用期限日データの両方あるいはどちらかが含まれる。

*Radio Frequency Identification (RFID)*

RFID is a technology that uses communication through the use of radio waves to exchange data between a reader and an electronic tag attached to an object, for the purpose of identification.

*電波による個体識別 (RFID)*

対象物の識別目的で、電波を使用して対象物に取り付けられたタグとリーダー間で情報をやり取りする技術の事。

*Shipping containers*

Shipping container is a container where the traceability is controlled by a process specific to logistics systems.

*貨物コンテナ*

物流システム専用の処理に従ってトレーサビリティが管理されるコンテナで、貨物が入れられる。

*Standalone medical device software*

Standalone Medical Device Software is software intended to be a medical device in its own right and which is not embedded in another device.

Examples:

Radiation planning software, surgical planning software, cardiac patient management software, picture archiving and communication systems (PACS).



スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア

それ単独で商品となる医療機器用ソフトウェアであり、他の機器に組み込まれているものでない。

例:

放射線治療計画用ソフトウェア、外科治療計画用ソフトウェア、心臓病患者管理用ソフトウェア、医療用画像保管通信システム (PACS)

#### *Unit of Use (UoU) UDI-DI*

The Unit of Use UDI-DI is an identifier assigned to an individual medical device when a UDI is not labelled on the individual device at the level of its unit of use. Its purpose is to associate the use of a device to/on a patient.

#### *使用単位 (UoU) 用の UDI-DI<sup>(\*)</sup>*

UDI<sup>(\*)</sup> が貼付されていない個々の使用単位の医療機器に割り当てられる識別子を言う。これにより、患者毎の使用医療機器の記録を取る事が出来る。

#### *UDI*

UDI means Unique Device Identification. The UDI is a series of numeric or alphanumeric characters that is created through a globally accepted device identification and coding standard. It allows the unambiguous identification of a specific medical device on the market. The UDI comprises the UDI-DI and UDI-PI.

Note: The word "Unique" does not imply serialization of individual production units.

#### *UDI*

Unique Device Identification の略で、一意的に医療機器を識別する目的を持っている。これは、世界的に認められた医療機器識別および付番標準を用いて数字または英数字の組み合わせにて生成される。また、UDI は、UDI-DI<sup>(\*)</sup> および UDI-PI<sup>(\*)</sup> にて構成される。

注意: 一意的 (unique) が、個々の製造単位に対するシリアル番号付番を意味するものではない。

#### *UDI System*

The UDI System is the framework for the production of a UDI, its application on the label or directly on device, and the storage of the UDI-DI and additional device related information in a UDID.

#### *UDI システム*

個々の UDI<sup>(\*)</sup> 生成、ラベルや機器への適用、および UDI-DI<sup>(\*)</sup> や医療機器関連追加情報を UDID<sup>(\*)</sup> に保存する事に関するフレーム・ワークである。

#### *UDI Carrier*

The UDI Carrier is the means to convey the UDI by using Automatic Identification and Data Capture (AIDC) and, if applicable, its human readable interpretation (HRI).

Note: Carriers can include linear bar-codes, 2D bar-codes and RFID, etc...

*UDI キャリアー*

AIDC<sup>(\*)</sup> および、もし適用可能ならば、その HRI<sup>(\*)</sup> を使用して UDI<sup>(\*)</sup> 情報伝達の為に保持する手法。

注意: キャリアーには、一次元バーコード、2D バーコード、および、RFID<sup>(\*)</sup> 等が含まれる。

*UDI Database (UDID)*

The UDID contains identifying information and other elements associated with the specific medical device.

*UDI データベース(UDID)*

特定の医療機器に関する識別情報及び、その他関連要素が保存される。

## **6. Guidance for a UDI System**

### **6. UDI システム<sup>(\*)</sup> の説明**

A UDI System comprises 3 parts:

UDI システム<sup>(\*)</sup> は、以下 3 つの部分よりなる。

1. the development of the UDI using globally accepted standards,  
世界的に認められた標準を使用しての UDI<sup>(\*)</sup> 生成、
2. the application of that UDI on the label, and  
UDI<sup>(\*)</sup> のラベル上での利活用、
3. the submission of appropriate information to a UDID.  
UDID<sup>(\*)</sup> への適切な情報提出。

In order to facilitate a globally harmonized approach to UDI, it is imperative that:

UDI<sup>(\*)</sup> に対して、世界的に整合されたアプローチを推し進めるためには、以下が必須である:

1. the marking of the UDI **should** be an additional requirement – it does not replace any other marking or labeling requirements;  
UDI<sup>(\*)</sup> 表示は追加要求である。UDI<sup>(\*)</sup> が他のいかなるマーキングやラベリング要求に取って代わるものであってはいけない;
2. the manufacturer **should** create and maintain globally unique UDIs on his medical devices;  
製造メーカー<sup>(\*)</sup> は、その医療機器に対して世界的に一意的な UDI<sup>(\*)</sup> を生成し表示品質が維持され続けるようにしなくてはならない;
3. the UDI on the device **should** not be changed, except in the cases of reprocessing, remanufacturing, or relabeling that lead to a regulated new medical device;

対象医療機器が再生、再製造またはリ・ラベリングされ別の新しい医療機器として規制の対象になる場合を除き、医療機器に表示する UDI<sup>(\*)</sup> を変更してはいけ  
ない;

4. only the manufacturer can establish the UDI on the device or its packaging. Reprocessors of single use medical devices, remanufacturers, Own Brand/Private Labelers are considered the manufacturer of the reprocessed or remanufactured device – and as such are also subject to these requirements;

製造メーカー<sup>(\*)</sup>のみが、対象商品やその梱包用の UDI<sup>(\*)</sup> を生成できる。単回使用目的医療機器の再生業者、再製造メーカー、独自ブランド/プライベート・ラベラー<sup>(\*)</sup> は、再生品または、再製造された機器の製造メーカー<sup>(\*)</sup> と認識される。また、それらの機器は本要求の対象となる;

5. Manufacturer **should** provide UDI which can be readable at any user side and keep the appropriate marking based on the quality management, such as clear readable label, including uniqueness;

製造メーカー<sup>(\*)</sup> はいかなるユーザーでも読み取りが可能な UDI<sup>(\*)</sup> を提供しなくてはならない、また、一意性を備えた上で、確かな品質管理のもと鮮明に読み取りが可能な適切なマーキングを維持しなくてはならない;

6. globally accepted coding standards managed by global organizations, such as GS1, HIBCC and ICCBBA, meet the criteria of the UDI and manufacturers **shall** be permitted to choose which system to use. These organizations have responsibility for maintaining the global uniqueness of their coding systems. It is imperative that these coding systems be adopted and implemented, without national deviations or changes to these global coding systems; proliferation of coding systems **must** be discouraged;

UDI<sup>(\*)</sup> 要求基準を満たす、GS1、HIBCC や ICCBBA のような世界的な組織による、世界的に承認されているコーディング標準の中から、製造メーカー<sup>(\*)</sup> が、どのシステムを使用するか選択の自由を持つ様にしなくてはならない。これらの組織においては、それぞれが発行するコードが世界的な一意性を持つことに責任を持つ。これらのコーディング・システムは、国間の違いをもたず、また変更を加えることなく採用され、使用されなくてはならない、また、コーディング・システムの選択肢を増やすことはあってはならない;

7. national or regional regulatory requirements **shall** not restrict methods of AIDC as this will hinder the establishment of a globally harmonized UDI System;

世界的整合を持った使用を意図する UDI システム<sup>(\*)</sup> 構築に支障をきたす事がないよう、国または地域による独自の規制要求は AIDC<sup>(\*)</sup> 手法に制限を加えてはいけ  
ない;

8. the National/Regional regulation for UDI System **shall** include a robust process for evaluating and adjudicating applications for UDI exemptions that would exempt certain device types or package levels (including direct part marking) from being labeled with UDI or specific elements in the UDID;

UDI システム<sup>(\*)</sup> に対する国/地域規制は、UDI<sup>(\*)</sup> 規制免除申請の評価、判定の為の確固としたプロセスを織り込まなくてはならない、また、それは、ある種類の機器または梱包レベル (含む、DPM) への UDI<sup>(\*)</sup> によるラベリングや UDID<sup>(\*)</sup> への特定項目の登録の免除が含まれる;

RFID は??? f

9. common criteria for accreditation are:

認証に当たっての共通基準は以下の通り:

- a. The employed UDI **must** meet the requirements of the globally harmonized UDI System to adequately identify a device through its distribution,  
採用された UDI<sup>(\*)</sup> は、機器の流通過程全域において適切に識別できるように、世界的に整合された UDI システム<sup>(\*)</sup> 要求を満足させていなくては  
いけない、
- b. The employed UDI is in compliance with international standards ISO 15459-2, ISO 15459-4 and ISO 15459-6,  
採用された UDI<sup>(\*)</sup> は、ISO 15459-2 (登録手続き)、ISO 15459-4 (個品) およ  
び ISO 15459-6 (ロット管理商品) に準拠している、
- c. The employed UDI will be available to all users according to a single set of consistent fair and reasonable terms and conditions.  
採用された UDI<sup>(\*)</sup> は、すべてのユーザーに対して統一された料金および  
妥当な条件にて提供される。

To meet the public health objectives of this guidance and to ensure that medical device user facilities, healthcare providers, regulatory authorities, and others will be able to make efficient and effective use of the UDI, there could be a need to limit the number of accredited global organizations and available coding systems.

本ガイダンスの公衆衛生目的達成のため、また医療機器ユーザー施設、ヘルスケア提供者、規制当局、およびその他利害関係者によって UDI<sup>(\*)</sup> が効率的かつ効果的に使用される事を確実にするために、世界の認定機関の数や有効なコーディング・システムの数  
を絞る必要もあると考える。

## **7. The UDI**

### **7. UDI<sup>(\*)</sup>**

1. A UDI **shall** be assigned to the device itself or its package. Higher levels of packaging **shall** have their own UDI.  
一つの UDI<sup>(\*)</sup> が医療機器本体またはその梱包に表示されなくてはならない。 上位  
の梱包は、また、異なる固有の UDI<sup>(\*)</sup> を持たなくてはならない。
2. Shipping containers **should** be exempted. As an example, UDI is not required on a logistics unit; when a healthcare provider orders multiple medical devices using the UDI or model number of individual devices and the manufacturer places these devices in a container for shipping or to protect the individually packaged devices, the container (logistics unit) is not subject to UDI requirements.  
貨物コンテナ<sup>(\*)</sup> は例外であるべき。 たとえば、UDI<sup>(\*)</sup> は、以下のような場合、  
物流単位には要求されない; ヘルスケア提供者が、個々の UDI<sup>(\*)</sup> または商品番号を  
使用して多数の医療機器を注文し、製造メーカー<sup>(\*)</sup> がそれらを輸送目的或いは個包  
装の荷姿の商品の保護目的で一つのコンテナに入れた場合、そのコンテナ (物  
流単位) は UDI<sup>(\*)</sup> 表示要求対象から除外される。

3. The UDI contains two parts: a Device Identifier (UDI-DI) and a Production Identifier (UDI-PI).  
UDI<sup>(\*)</sup> は 2 つのパートよりなる: 一つの機器識別子 (UDI-DI<sup>(\*)</sup>) と、一つの製造識別子 (UDI-PI<sup>(\*)</sup>) である。
4. The UDI-DI (e.g., GS1 GTIN, HIBC-LIC, ISBT product code) **should** be globally unique at all levels of packaging.  
UDI-DI<sup>(\*)</sup> (例: GS1 GTIN, HIBC-LIC, ISBT 製品コード) は、全ての梱包単位を通して世界的に一意的なものでなくてはならない。
5. If a lot number, serial number, software version number or expiration date appears on the label, they **should** be part of the UDI-PI. If there is ALSO a manufacturing date on the label, it does NOT need to be included in the UDI-PI. If there is only a manufacturing date on the label, this **should** be used as the UDI-PI.  
ロット・ナンバー、シリアル・ナンバー、ソフトウェア・バージョン、または消費期限がラベルに記載されるのであれば、それらは UDI-PI<sup>(\*)</sup> に入れ込むべきである。また、これらに加えて製造日がラベルに記載されている場合、製造日は、UDI-PI<sup>(\*)</sup> に入れ込む必要はない。ただし、上記情報の中で製造日のみが記載されているのなら、その製造日を UDI-PI<sup>(\*)</sup> として使用しなくてはならない。
6. When a UDI is not assigned to the device at the level of its unit of use, then a Unit of Use (UoU) UDI-DI **should** be assigned, to associate the use of a device with a patient. [for example, a UoU UDI-DI would be assigned to an individual electrode when the electrode is distributed in a package of 10 – and lowest level UDI is assigned to that package of 10]  
機器の使用単位レベルに UDI<sup>(\*)</sup> が割り当てられていない場合、患者と使用機器の紐付けのために、使用単位 (UoU: Unit of Use<sup>(\*)</sup>) としての UDI-DI<sup>(\*)</sup> を割り当てなくてはならない。 [例: 電極 10 本入り梱包が物流単位で、最小レベルの UDI<sup>(\*)</sup> がその 10 本入り梱包に割り当てられている場合は、電極一本一本に、それぞれ UoU<sup>(\*)</sup> UDI-DI<sup>(\*)</sup> が割り当てられることになる。]
7. Each component, sub-system or accessory that is regulated as a medical device needs a separate UDI.  
各構成部品、サブ・システムやアクセサリ<sup>(\*)</sup> が個別に医療機器として規制対象となっている場合は、それぞれ個別の UDI<sup>(\*)</sup> が必要になる。
8. Kits **should** have their own UDI.  
キット<sup>(\*)</sup> は、独自の UDI<sup>(\*)</sup> を持つべきである。
9. The manufacturer assigns the UDI to a device following the relevant coding standard.  
製造メーカー<sup>(\*)</sup> は、機器に対して該当コーディング標準に従い UDI<sup>(\*)</sup> を割り付ける。
10. Any change of one of the following UDID data elements determines the need for a new UDI-DI:  
以下のいずれかの UDID<sup>(\*)</sup> データ要素に変更が発生する際は、新しい UDI-DI<sup>(\*)</sup> が必要になる:
  - a. Brand Name,  
ブランド名、
  - b. Device version/ model,  
機器のバージョン/モデル名、

- 862 c. Reference and/or catalogue number,  
863 参照およびカタログ番号、またはそのどちらか、  
864 d. Clinical Size (including Volume, Length, Gauge, Diameter),  
865 臨床サイズ (含む、体積、長さ、内径、直径)、  
866 e. Labelled as single use,  
867 単回使用表示の有無、  
868 f. Packaged sterile,  
869 滅菌梱包、  
870 g. Need for sterilization before use.  
871 使用前滅菌の要。
- 872 11. At a minimum, a new UDI-DI is required whenever there is a change that could lead to  
873 misidentification of the medical device and/or ambiguity in its traceability.  
874 医療機器の誤識別、および、トレーサビリティにあいまいさに繋がる可能性のある  
875 変更のいずれか一方でもが生じた場合、最低でも新 UDI-DI <sup>(\*)</sup> の生成が必須となる。  
876
- 877 12. Reprocessors of single use medical devices, remanufacturers, Own Brand/Private Labelers  
878 **should** create their own, new UDI for the reprocessed, remanufactured, or relabeled medical  
879 device which will replace the OEM's UDI where it exists.  
880 単回使用目的医療機器の再生業者、再製造メーカー、独自ブランド/プライベート・  
881 ラベラー <sup>(\*)</sup> は、再生された、再製造された、またはリ・ラベルされた医療機器に対し  
882 して、すでに取得されている OEM 元の UDI <sup>(\*)</sup> に代わり、彼ら独自の新しい UDI <sup>(\*)</sup>  
883 を生成しなくてはならない。
- 884 13. Reprocessors of single use medical devices, remanufacturers, Private (Private) Labelers  
885 **shall** retain record of the Original Equipment Manufacturer's (OEM) UDI.  
886 単回使用目的医療機器の再生業者、再製造メーカー、プライベート (独自ブランド)  
887 ラベラー <sup>(\*)</sup> には、OEM 元の UDI <sup>(\*)</sup> 記録を保有し続ける義務がある。
- 888 14. A change of the label to display or modify a UDI-DI **should** not (in and of itself) require a  
889 premarket submission and/or re-registration. Manufacturers may be requested to  
890 notify/inform the Regulator.  
891 ラベルに UDI-DI <sup>(\*)</sup> を表示する、あるいは、ラベル上の UDI-DI <sup>(\*)</sup> への変更が生じた  
892 際は、【当局側は】市販前申請または再登録のいずれをも要求してはいけない。  
893 ただし、規制当局側が当該製造メーカー <sup>(\*)</sup> へ対し、届出や通知を要求する場合もある。  
894  
895  
896

## 897 **8. UDI Carrier**

### 898 **8. UDI キャリアー <sup>(\*)</sup>**

- 899  
900 1. The UDI Carrier (AIDC and HRI representation of the UDI) **shall** be on the label of the  
901 device, its package, or on the device itself, and on all higher levels of packaging.



【製造メーカーは】UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> (UDI<sup>(\*)</sup> の AIDC<sup>(\*)</sup> および HRI<sup>(\*)</sup> 表示) を、機器、その梱包、または機器本体、および上位の梱包のラベルに表示する義務がある。

2. The UDI Carrier for low risk devices packaged and labeled individually does not need to be on its package but rather on a higher level of packaging, e.g. carton. However, when the healthcare provider is not expected to have access (e.g., home user) to the higher level of packaging (e.g., carton), the UDI **should** be on its package.  
個装に当該機器情報が表示されている低リスクの機器は、その梱包に UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> を貼付する必要はないが、その上位の梱包、例えばカートン 【一般的には、個品の包装】 には貼付の必要がある。もし、ヘルスケア提供者 (例: 家庭ユーザー) に、その上位の梱包 (例: カートン) を確認する手立てがない場合は、UDI<sup>(\*)</sup> をその個装に貼付しなくてはならない。
3. Non-prescription medical devices exclusively for retail Point of Sale (POS) do not need to encode Production Identifiers in AIDC on the point of sale package.  
小売店 (POS) で処方箋なしで購入可能な医療機器は、その製造識別子 (PI<sup>(\*)</sup>) を販売単位梱包上に AIDC<sup>(\*)</sup> として入れ込む必要はない。
4. No particular AIDC methods **should** be required by a regulatory authority. Globally accepted AIDC methods based on ISO standards that have been approved by the global organization (e.g., GS1, HIBCC or ICCBBA) **shall** be used.  
規制当局は、なんら特別な AIDC<sup>(\*)</sup> 手法を要求してはいけない。ISO 標準をもとに開発され、世界的な団体 (例: GS1、HIBCC や ICCBBA) により認められた世界が認める AIDC<sup>(\*)</sup> 手法を使用しなくてはならない。
5. RFID **should** comply with open, commercially acceptable, industry standards such as EPC (Electronic Product Code) and be vendor neutral.  
RFID<sup>(\*)</sup> 手法は、EPC (電子商品識別コード) 等の市場で認められたオープンな業界標準に準拠しているべきであり、業界において中立性を保つべきである。
6. When AIDC carriers other than the UDI Carrier are part of the product labeling, the UDI Carrier **shall** be readily identifiable.  
UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> 以外の AIDC<sup>(\*)</sup> キャリアーも商品ラベルに貼付されている場合、UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> が簡単に識別できるようになっていること。
7. If linear bar codes are used, the UDI-DI and UDI-PI can be concatenated or non-concatenated in two or more bar codes. All parts and elements of the linear bar code **shall** be distinguishable and identifiable.  
一次元バーコードが使用される場合、UDI-DI<sup>(\*)</sup> および UDI-PI<sup>(\*)</sup> は連結状態で、あるいは複数のバーコードとして非連結状態で表示できる。その場合、バーコードのすべての構成部分及び要素は正確に区別でき、また認識できなくてはならない。
8. If there are significant constraints limiting the use of both AIDC and HRI on the label, the AIDC format **shall** be favored. However, certain environments or use situations, such as home care, may warrant the use of HRI over AIDC.  
何らかの強い制限があつて、ラベル上に AIDC<sup>(\*)</sup> または HRI<sup>(\*)</sup> のどちらか一方しか使用することができない場合、AIDC<sup>(\*)</sup> を選択することが望ましい。しかしながら、家庭での使用等、想定使用環境や使用方法によっては、AIDC<sup>(\*)</sup> に代わって HRI<sup>(\*)</sup> の使用が認められる。

9. In case of RFID, a linear or 2D bar code **shall** also be provided on the label.  
RFID<sup>(\*)</sup> を使用する場合は、RFID<sup>(\*)</sup> に加えて、一次元バーコードあるいは 2D バーコードのいずれかをラベル上に表示する**義務**がある。
10. Medical devices that are reusable **should** have a UDI Carrier on the device itself.  
複数回使用を意図する医療機器は、UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> を本体直接表示にすべきである。
- a. The UDI Carrier of reusable medical devices that require reprocessing or sterilization between patient uses **should** be permanent and readable after reprocessing or sterilization cycles for the whole life of the device. Manufacturers may determine that this may not be possible or warranted on some devices due to size, design, materials, processing, or performance issues.  
患者使用の間に再生あるいは滅菌が要求される複数回使用目的の医療機器への UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> は、その医療機器の商品寿命期間中、再生、滅菌作業後にも読み取りが可能ないように、パーマネント貼付としなくてはならない。製造メーカー<sup>(\*)</sup> は、サイズ、設計、材料、処理、または性能上の観点から、ある特定の医療機器には、このような貼付が不可能あるいは保証できないと判断する事が出来る。
11. The UDI Carrier **should** be readable during normal use and throughout intended life of the medical device.  
UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> は、対象医療機器の商品寿命期間中、また通常使用環境下において、読み取りが可能であるべきである。
12. If the UDI Carrier is readily readable through the medical device's package, then the UDI Carrier does not also need to be on the package.  
UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> が、医療機器のパッケージ【例えば、透明な材料での梱包】を通して簡単に読み取り可能である場合、そのパッケージに UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> を貼付する必要はない。
13. A single finished medical device made up of multiple parts that have to be assembled may have the UDI Carrier only on one part.  
複数のパーツ【部組品あるいは或いはコンポ・ユニット】の組み合わせで構成される一つの最終商品としての医療機器は、そのうちの一つのパーツにのみ UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> を貼付すればよい。
14. The placement of the UDI Carrier **should** be done in a way that AIDC method can be accessed during normal operation or storage.  
UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> の貼付に関しては、対象 AIDC<sup>(\*)</sup> 手法を用いて、対象機器の使用、あるいは保管中に簡単に情報を取得できなくてはならない。

## **9. The UDID**

### **9. UDID<sup>(\*)</sup>**

#### *9.1 General principles of the UDID*

##### *9.1 UDID<sup>(\*)</sup> の一般原則*



1. No product commercial confidential information **shall** be included in the UDID.  
UDID<sup>(\*)</sup> に、商品の商業上の機密情報を入れ込む事は許可しない。
2. The manufacturer is responsible for the initial submission and updates to the identifying information and other medical device data elements in the UDID.  
製造メーカー<sup>(\*)</sup> は識別情報の初期データ及び最新改訂情報、それとその他医療機器関連データを UDID<sup>(\*)</sup> に登録する責任を持つ。
3. Appropriate methods/procedures for validation of the provided data **shall** be implemented.  
提供したデータに対する適切な妥当性確認手段/手順を組み込むべきである【常に正しい情報が保管され更新され続けるように】。
4. The manufacturer **shall** periodically reconfirm all the data relevant to their medical devices, except for discontinued medical devices.  
製造メーカー<sup>(\*)</sup> は、製造中止になった医療機器を除き、自社製医療機器に関するすべての【登録】データを定期的に再確認するべきである。
5. The core data elements in the UDID **shall** be accessible to the public free of charge.  
UDID<sup>(\*)</sup> のコア・データ要素には、一般に、無料でアクセスできなければならない。
6. The presence of the medical device UDI-DI in the UDID does not mean that the medical device is authorized in all jurisdictions.  
UDID<sup>(\*)</sup> に、ある医療機器の UDI-DI<sup>(\*)</sup> が登録されているからと言って、それが全ての司法圏域【この用語の定義は法律の専門書等に任せて、ここでは、便宜的に世界の国々と理解する】にて承認されているものとは限らない。
7. The database **should** allow for the linking of all the packaging levels of the medical device.  
使用されるデータベース内部において、対象医療機器のすべての梱包レベル間での紐づけが図られている必要がある。
8. Manufacturers **should** update the UDID within 30 days when a change is made to an element that does NOT require a new UDI-DI.  
製造メーカー<sup>(\*)</sup> が対象機器の UDI-DI<sup>(\*)</sup> 変更を必要としないレベルで、その機器のデータ要素を変更した際は、UDID<sup>(\*)</sup> への登録データを変更から 30 日以内に最新のものにしないといけない。
9. The UDID **shall** use HL7 Structured Product Labeling (SPL) standard for data submission and updates. Additional submission means could also be accommodated.  
UDID<sup>(\*)</sup> は、データ提出および更新に当たって、HL7 構造化製品ラベル (SPL) 標準を使用する義務がある。付帯的なレベルでの他の提出手法を認める余地もある。
10. The core elements are the minimum elements needed to identify a medical device through distribution and use. Regional or National UDID may contain additional elements; however, these additional elements **should** be kept to a minimum.  
コア要素は、流通から使用現場にいたる医療機器識別に使用する必要最低限の要素である。地域的または国レベルで使用する UDID<sup>(\*)</sup> は、その他の要素を追加して保持する事もできるが、それら追加的な要素は最小限にとどめるべきである。
11. The design of the UDID **should** support the official languages required in the jurisdictions where the medical device is put on the market.  
UDID<sup>(\*)</sup> は、対象医療機器が市販される対象司法圏域 (モナコ) において必要とされる公式言語が使用できるように設計されるべきである。
12. Data relating to discontinued medical devices **shall** be maintained in the UDID.

生産中止になった医療機器に関するデータも、UDID<sup>(\*)</sup>に残され維持される義務がある。

13. The UDID **shall** support the use of all the core UDID data elements.

UDID<sup>(\*)</sup>は、それら全てのコア UDID<sup>(\*)</sup> データ要素をサポートする義務がある。

## 9.2 The core UDID data elements

### 9.2 コア UDID<sup>(\*)</sup> データ要素

All the core UDID data elements are mandatory, unless marked optional. “If applicable” means the information is mandatory to be in the UDID if it is on the label. Data elements and their definitions for the UDID are listed below.

全てのコア UDID<sup>(\*)</sup> データ要素は、任意 (optional) と記されていない限り、登録が必須となる。“適用可能な場合 (If applicable)” とは、ラベルに当該情報が記載されている場合は、その情報を UDID<sup>(\*)</sup> に保存する義務があるという事である。

The core UDID data elements are the following:

コア UDID<sup>(\*)</sup> データ要素とは以下を指す:

1. For every packaging level – the following **shall** be provided in a related way (for entire packaging hierarchy):

各々の梱包レベルに対して、以下の情報が問題なく提供されるべきである (すべての梱包階層において):

- ✓ UDI-DI (UDI type, e.g. GS1 GTIN, HIBC-LIC, ISBT product code),  
UDI-DI<sup>(\*)</sup> (UDI<sup>(\*)</sup> タイプ、例: GS1 GTIN, HIBC-LIC, ISBT 製品コード)、
- ✓ Quantity per package configuration: (e.g., each, 10 each, 5 shelf packs),  
梱包段階ごとの入数構成<sup>(\*)</sup>: (例: 1 個入, 10 個入, 5 在庫用梱包【輸送梱包ではなく、在庫或は陳列用の箱 (中箱) との理解でよいと考える】),
- ✓ Additional device identifier(s) (if applicable) e.g. GS1, HIBC, or ISBT-128;  
追加の機器識別子(s) (適用可能な場合) 例: GS1, HIBC, または ISBT-128;

2. The Unit of Use UDI-DI (see section 7.6) code;

使用単位 (UoU) UDI-DI<sup>(\*)</sup> (7.6 章参照) コード;

3. The data for new UDI-DI **must** be available at the time the medical device is put on the market.

医療機器が上市されるタイミングにおける、新 UDI-DI<sup>(\*)</sup> データ;

4. Manufacturer's name (as required on the label);

製造メーカー<sup>(\*)</sup> 名 (ラベル上に要求されるのと同様に);

5. Manufacturer's address (as required on the label);

製造メーカー<sup>(\*)</sup> の住所 (ラベル上に要求されるのと同様に);

6. Manufacturer's customer service contact information (country specific, could be multiple);

製造メーカー<sup>(\*)</sup> の顧客サービス部門の連絡先 (各国の事情に合わせる。複数の場合あり);

- 1073 7. Authorized Representative's name (regional representatives responsible for the medical  
1074 device) (country specific, could be multiple) (if required by the local/regional regulatory  
1075 authority) (see GHTF SG1 N55);  
1076 正式代理人名 (地域ごとの医療機器担当責任代理人) (各国の事情に合わせる。 複数  
1077 の場合あり) (地方/地域の規制当局に要求される場合) (GHTF SG1 N55 参照);
- 1078 8. Authorized Representative's contact information (country specific, could be multiple);  
1079 正式代理人の連絡先 (各国の事情に合わせる。 複数の場合あり);
- 1080 9. Global Medical Device Nomenclature (GMDN) preferred code/term;  
1081 国際医療機器一般的名称 (GMDN) 推奨コード/用語;
- 1082 10. Brand Name (if applicable);  
1083 ブランド名 (適用可能な場合);
- 1084 11. Device software major version (if applicable);  
1085 機器ソフトウェアの主要バージョン (適用可能な場合);
- 1086 12. Reference and/or catalogue number (if applicable);  
1087 参照およびカタログ番号、またはどちらか一方 (適用可能な場合);
- 1088 13. How the device is controlled: serial, lot/batch number, and/or expiration date (or  
1089 manufacturing date) or software version or software released date or ISBT-128 – check  
1090 boxes (if applicable);  
1091 機器管理の仕方: シリアル、ロット/バッチ・ナンバー、および使用期限 (または製造  
1092 日)、ソフトのバージョン、ソフトのリリース日、輸血パック標準バーコード (ISBT-  
1093 128)、あるいはそれらのうちのどれか。 – チェック・ボックス (適用可能な場合);
- 1094 14. Clinical Size (including Volume, Length, Gauge, Diameter) (if applicable) (e.g. 8F catheter);  
1095 臨床サイズ (含む、体積、長さ、内径、直径) (適用可能な場合) (例: 8F カテーテル);
- 1096 15. Additional product Description (optional) – Additional clinically relevant information, e.g.  
1097 radio-opaque;  
1098 追加の商品説明情報 (任意) – 追加の臨床関連情報、 例: 放射線不透過性;
- 1099 16. Storage conditions, as labeled on the product and/or in the IFU (if applicable) – to include  
1100 temperature range, needs to be refrigerated, relative humidity range, pressure range, avoid  
1101 direct sunlight;  
1102 商品および、取扱説明書または、その何れかに表記された通りの保存条件 (適用可  
1103 可能な場合) で、温度範囲、要冷蔵、相対湿度範囲、気圧範囲、直射日光回避注意等  
1104 の記述を含む;
- 1105 17. Handling conditions (if different than storage conditions), as labeled on the product and/or in  
1106 the IFU (if applicable) – to include temperature range, needs to be refrigerated, relative  
1107 humidity range, pressure range, avoid direct sunlight;  
1108 商品および、取扱説明書または、その何れかに表記された通りの運搬条件 (保存条  
1109 件と異なる場合) で、温度範囲、要冷蔵、相対湿度範囲、気圧範囲、直射日光回避  
1110 注意等の記述を含む;
- 1111 18. Labeled as single use? (Yes/No);  
1112 単回使用と表記されているか? (Yes/No);
- 1113 19. Packaged sterile? (Yes/No);  
1114 滅菌梱包されているか? (Yes/No);

- 1115 20. Need for sterilization before use? (Yes/No) – *if yes, then the method of sterilization **should** be*  
1116 *indicated;*  
1117 使用前に滅菌が必要か? (Yes/No) – *yes* の場合は、滅菌方法を示さなくてはならない;  
1118 21. Restricted number of reuses (if applicable);  
1119 使用回数制限 (適用可能な場合);  
1120 22. License and/or marketing authorization or registration number (if required by the local  
1121 regulatory authority);  
1122 【業】許可および販売認可番号またはその何れか、または登録番号 (地方規制当局  
1123 より要求がある場合);  
1124 23. URL for additional information, e.g. electronic IFU (optional);  
1125 追加情報保管場所の URL、例: 電子取扱説明書 (任意);  
1126 24. Critical warnings or contraindications (if applicable) – if a particular regulation requires that  
1127 the label of the device contains a critical warning or contraindication associated with the use  
1128 of the device [e.g.:  
1129 重要な警告または禁忌 (適用可能な場合) – 機器の使用に際して、例えば以下のよう  
1130 な重要な警告または禁忌をラベルに織り込むよう要求する規制がある場合 [例:  
1131 a) Labeled as containing latex? (Yes/No),  
1132 ラテックス (Latex) を含有するとの表記あり? (Yes/No),  
1133 b) Labeled as containing DEHP? (Yes/No), etc...,];  
1134 フタル酸ジエチルヘキシル (DEHP) を含有するとの表記あり? (Yes/No)、  
1135 など...、];  
1136 25. Discontinuance information (Information referring to products no longer placed on the  
1137 market – Date of discontinuance).  
1138 販売中止情報 (市場への販売を中止した商品に関する情報 – 販売中止日)。  
1139  
1140

## 1141 **10. Rules for specific device types**

### 1142 **10. 特定種類の機器に関するルール**

#### 1143 *10.1 Implants*

#### 1145 *10.1 埋め込み型医療機器*

1146  
1147 Implants **should** follow the rules listed below:

1148 埋め込み型医療機器は、以下のルールに従うべきである:  
1149

- 1150 1. All unit packs of implants (lowest level of packaging) need to be identified/AIDC marked  
1151 with an UDI (UDI-DI + UDI-PI);  
1152 全ての埋め込み型医療機器の個装 (最少梱包単位) は、UDI <sup>(\*)</sup> (UDI-DI <sup>(\*)</sup> + UDI-PI  
1153 <sup>(\*)</sup>) を使用して識別可能であり AIDC <sup>(\*)</sup> マークされていること、またはその何れか  
1154 の対応がなされている事。;  
1155 2. PI **should** have the following characteristics:  
1156 PI <sup>(\*)</sup> には、以下の固有情報を入れ込むべきである:

- 1157 a. serial number for active implants,  
1158 能動型埋め込み医療機器は、シリアル番号、  
1159 b. serial number for other implants or lot number according to the manufacturer's  
1160 quality management system;  
1161 その他の埋め込み型医療機器は、製造メーカー<sup>(\*)</sup>の品質管理システムに従  
1162 ったシリアル番号あるいはロット番号;  
1163 3. The UDI of the implant **must** be identifiable prior to implantation.  
1164 埋め込み型医療機器の UDI<sup>(\*)</sup> は、埋め込み前に識別されなくてはならない。  
1165  
1166

1167 *10.2 Reusable devices requiring sterilization or high level disinfection between uses*

1168 *10.2 使用と使用の間に滅菌あるいは高いレベルの消毒を要求する再使用型医療機器*

1169  
1170 These devices **should** follow the rules listed below:

1171 これらの医療機器は、以下に記すルールに従うべきである。  
1172

- 1173 1. The UDI of these products **must** be on the device and **must** be readable after each sterilization  
1174 or high level disinfection;  
1175 これらの医療機器の UDI<sup>(\*)</sup> は、本体直接表示されていなくてはならない、また各滅  
1176 菌あるいは高レベルの消毒後にも読み取り可能でなくてはならない;  
1177 2. PI characteristics (e.g. lot or serial number) **should** be defined by the manufacturer according  
1178 to the manufacturer's quality management system;  
1179 PI<sup>(\*)</sup> 固有情報 (例: ロットあるいはシリアル番号) は、対象製造メーカー<sup>(\*)</sup>の品質管  
1180 理システムに準拠して決められるべきである;  
1181  
1182

1183 *10.3 Non IVD kits*

1184 *10.3 非IVD キット<sup>(\*)</sup>*

- 1185  
1186 1. The manufacturer of the Kit is responsible for identifying the Kit with a UDI including both  
1187 UDI-DI and UDI-PI;  
1188 キット<sup>(\*)</sup>の製造メーカー<sup>(\*)</sup>は、UDI-DI<sup>(\*)</sup>と、UDI-PI<sup>(\*)</sup>の両方を使用した UDI<sup>(\*)</sup>  
1189 でキット<sup>(\*)</sup>が識別できるようにするべきである;

- 1190 a. Orthopedic procedure trays whose contents are configured for a specific order are  
1191 exempted from this UDI requirement.

1192 Example: a hospital orders 30 different orthopedic devices for total joint replacement  
1193 surgery. The 30 devices are delivered to the hospital in a stainless steel box where the  
1194 devices can be stored and sterilized by the hospital when needed. After a procedure  
1195 the hospital may replace used parts and re-sterilize the box with its contents;

1196 個別の注文内容に対応した医療機器が入っている整形外科手術用トレーは、  
1197 本 UDI<sup>(\*)</sup> 要求の対象から除外される。

1198 例: ある病院が関節置換手術用に、30 の個別の整形用医療機器を注文したと  
1199 する。その 30 の医療機器は、その病院にステンレスの箱に入れて納品され、  
1200 その病院は、そのステンレスの箱のまま保管し、また必要に応じて滅菌する



- 事が出来る。 病院は、術後、使用済部品を交換してその箱に入れ、その他の医療機器と共に再滅菌する事もある;
2. Medical device contents of Kits **should** have a UDI Carrier on their packaging or on the device itself.
- キット<sup>(\*)</sup>に含まれる医療機器は、UDI<sup>(\*)</sup>を本体直接表示するか、直接の梱包材 (個装) に表示するかしなくてはいけない。
- Exemptions:*
- 例外:*
- a Individual single-use disposable medical devices within a Kit, whose uses are generally known to the persons by whom they are intended to be used, and which are not intended for individual use outside the context of the Kit do not require their own UDI Carrier.
- 一般的に、用途が使用者に知られており、キット<sup>(\*)</sup>組の一つとしての使用以外を意図しない単回使用の個別医療機器には、それら個別の UDI キャリアー<sup>(\*)</sup>を要求しない。
- Example: an unpackaged sterile syringe within a sterile Kit cannot be used for another procedure due to the lack of a sterile barrier once removed from the Kit;
- 例: 滅菌キット<sup>(\*)</sup>の一つの、個別梱包されていない滅菌シリンジは、キット<sup>(\*)</sup>から取り出されると滅菌効果を失う為、他の術式に使用することは出来ない;
- b Medical devices that are normally exempted from having a UDI Carrier on the relevant level of packaging do not need to have a UDI Carrier when placed within a Kit.
- 該当するレベルの梱包に UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> 義務を持たない医療機器がキット<sup>(\*)</sup>の構成部品である場合、一般的に、UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> 義務を免除される。
3. Placement of the UDI Carrier on Kits:
- キット<sup>(\*)</sup>への UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> 付与
- a The Kit UDI Carrier is generally affixed to the outside of the packaging;
- キット<sup>(\*)</sup>の UDI キャリアー<sup>(\*)</sup> は、一般的に、その梱包材の外側に付与される;
- b The UDI **must** be readable or in the case of AIDC scan-able, whether placed on the outside of Kit package or inside a transparent package.
- キット<sup>(\*)</sup> 梱包の外側に貼付されている UDI<sup>(\*)</sup> は、確実に読み取れなくてはならない。 キット<sup>(\*)</sup>が透明な材料にて梱包されており、UDI<sup>(\*)</sup>をその梱包材を通して読み取るようになっている場合もしかりであり、また、AIDC<sup>(\*)</sup>を使用している場合でも、それが確実にスキャンできなくてはならない。
- 10.4 IVD Kits*
- 10.4 IVD キット<sup>(\*)</sup>*
- IVD kits **should** follow the rules listed below:

IVD キット<sup>(\*)</sup>は、以下のルールに従わなくてはならない:

1. The manufacturer of the IVD Kit is responsible for identifying it with a UDI including both UDI-DI and UDI-PI,  
IVD キット<sup>(\*)</sup>の製造メーカー<sup>(\*)</sup>は、UDI-DI<sup>(\*)</sup>と、UDI-PI<sup>(\*)</sup>の両方を使用した UDI<sup>(\*)</sup>でキット<sup>(\*)</sup>が識別できる UDI キャリアー<sup>(\*)</sup>にするべきである;
2. Medical device contents of IVD Kits **should** have a UDI Carrier on their packaging or on the device itself,  
IVD キット<sup>(\*)</sup>に含まれる医療機器は、UDI<sup>(\*)</sup>を本体直接表示するか、直接の梱包材 (個装) に表示するかしなくてはならない。
  - a. The IVD Kit is a device and all aspects of this guidance that is relevant apply to it. If an IVD Kit does not include any components which on their own are considered medical devices the only UDI is the UDI of the kit itself;  
IVD キット<sup>(\*)</sup>は一つの医療機器であり、本ガイダンスの関連パート全てが適用される。 IVD キット<sup>(\*)</sup>中に、医療機器とみなされるものが含まれない場合、UDI<sup>(\*)</sup>は、キット<sup>(\*)</sup>全体として一つ持っていればよい。
  - b. Reagents used in automated systems bear barcodes necessary for their handling and identification by the automated systems. This does not constitute a UDI;  
自動システムで使用される試薬には、システムが対象試薬を識別するためのバーコードが付与されているが、このバーコードは UDI<sup>(\*)</sup>の一つではない。
  - c. Individual single-use disposable medical devices within an IVD Kit, whose uses are generally known to the persons by whom they are intended to be used, and which are not intended for individual use outside the context of the IVD Kit do not require their own UDI Carrier;  
一般的に、用途が使用者に知られており、IVD キット<sup>(\*)</sup>組の一つとして以外での使用を意図しない IVD キット<sup>(\*)</sup>中の単回使用目的の個別医療機器には、個別の UDI キャリアー<sup>(\*)</sup>を要求しない。
  - d. Medical devices that are normally exempted from having a UDI Carrier on the relevant level of packaging do not need to have a UDI Carrier when placed within an IVD Kit.  
該当するレベルの梱包に UDI キャリアー<sup>(\*)</sup>義務を持たない医療機器が IVD キット<sup>(\*)</sup>の構成品である場合、その医療機器は通常 UDI キャリアー<sup>(\*)</sup>義務を免除される。
3. Placement of UDI on IVD Kits:  
IVD キット<sup>(\*)</sup>への UDI キャリアー<sup>(\*)</sup>付与
  - a. The IVD Kit UDI is generally affixed to the outside of the packaging;  
IVD キット<sup>(\*)</sup>の UDI キャリアー<sup>(\*)</sup>は、一般的に、その梱包材の外側に付与される;
  - b. The UDI **must** be readable or in the case of AIDC scan able, whether placed on the outside of the IVD Kit package or inside a transparent package.  
キット<sup>(\*)</sup> 梱包の外側に付与されている対象 UDI<sup>(\*)</sup> は、確実に読み取れなくてはならない。 IVD キット<sup>(\*)</sup>が透明な材料にて梱包されており、UDI<sup>(\*)</sup>が

その梱包材を通して読み取るようになっている場合もしかりであり、また、AIDC<sup>(\*)</sup>を使用している場合でも、それが確実にスキャンできなくてはならない。

#### 10.5 Configurable medical device systems

##### 10.5 多様な構成が可能な医療機器システム<sup>(\*)</sup>

For configurable medical device systems the rules listed below **should** be followed:

多様な構成が可能な医療機器システム<sup>(\*)</sup>は、以下のルールに従わなくてはならない:

1. A UDI is allocated to the entire, configurable medical device system and is called the System UDI.  
一つの UDI<sup>(\*)</sup> が、そのシステム<sup>(\*)</sup> 全体に割り当てられ、それはシステム UDI<sup>(\*)</sup> と呼ばれる。
2. The system UDI-DI is allocated to defined groups of configurations, not per configuration within the group. A group of configurations is defined as the collection of possible configurations for a given product line as described in a regulatory file.  
システム UDI-DI<sup>(\*)</sup> が特定の構成<sup>(\*)</sup> グループに割り当てられるが、そのグループの中の個々の構成<sup>(\*)</sup> 品には割り当てない。 構成<sup>(\*)</sup> グループとは、規制により商品ラインとして位置づけられた構成<sup>(\*)</sup> の集まりと定義される。
3. A system UDI-PI is allocated to each individual system. A later change of a component, sub-systems or accessory of the system does not change the UDI-PI of the system.  
システム UDI-PI<sup>(\*)</sup> が、各々の個別システムに割り当てられる。それが割り当てられて以降、構成品、サブ・システム、または、システムのアクセサリ<sup>(\*)</sup>に変更があっても、システムの UDI-PI<sup>(\*)</sup> は変更されない。
4. The carrier of the System UDI **should** be put on the assembly that most likely does not get exchanged in its lifetime and **should** be identified as the System UDI.  
システム UDI<sup>(\*)</sup> のキャリアー<sup>(\*)</sup> は、商品寿命期間に渡ってもっとも取り換えが発生しないであろうアセンブリーに貼付すべきである。また、それは、システム UDI<sup>(\*)</sup> として識別されるべきである。
5. Each component, sub-system or accessory that is considered a medical device and a distributed or supplied unit needs a separate UDI;  
医療機器として分類され、流通され、供給される各々の構成品、サブ・システム、または、アクセサリには、個別の UDI<sup>(\*)</sup> が必要である。

#### 10.6 Standalone Medical Device Software

##### 10.6 スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup>

###### 1. UDI Assignment Criteria

###### 1. UDI<sup>(\*)</sup> 割り当て条件

The UDI **should** be assigned at the system level of the Standalone Medical Device Software.



UDI<sup>(\*)</sup> は、スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup> のシステム・レベルごとに割り当てられるべきである。

The following changes would require a new UDI-DI for Standalone Medical Device Software:

以下のような変更が発生した際は、スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup> に新しい UDI-DI<sup>(\*)</sup> を割り当てる必要がある:

1. Changes to the Model Number or Part Number of the Standalone Medical Device Software (not revision);

スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup> のモデル番号、または、パーツ番号に変更があった場合 (Revision の変更ではなく);

2. Major Standalone Medical Device Software revisions **shall** be identified with a new UDI-DI;

スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup> の Revision に大きな変更があった際は、新しい UDI-DI<sup>(\*)</sup> を割り当てるべきである;

- Major Standalone Medical Device Software revisions are meant as complex or significant changes affecting the original performance and effectiveness, the efficacy of the safety or the intended use of the Standalone Medical Device Software. These changes may include new or modified algorithms, database structures, operating platform, architecture or new user interfaces or new channels for interoperability.

ここで言う大きな変更とは、本来の機能や有効性、安全性、意図する用途に複雑あるいは重要な変更を加えるものを指す。

これらの変更には、アルゴリズム、データベース構造、動作環境、構造や新しいユーザー・インターフェース、相互運用性（互換性）への新チャンネルに対する追加や変更も含むと考えるよい。

3. Minor Standalone Medical Device Software revisions **shall** be identified with a new UDI-PI;

マイナーな Revision 変更が発生した際は、新 UDI-PI<sup>(\*)</sup> にて識別すべきである。

- Minor Standalone Medical Device Software revisions are generally associated with bug fixes, aesthetics, usability enhancements, security patches or operating efficiency.

これには、バグ修正、見栄えの向上、操作性の向上、セキュリティ・パッチや、動作性の向上を含む。

Note: Minor Standalone Medical Device Software revisions **shall** not require a new UDI-DI. Minor revisions **shall** be identified by manufacturer-specific identification methods (e.g. version, revision number, serial number, etc...)

注意: マイナーな Revision 変更では、UDI-DI<sup>(\*)</sup> を変更する必要はない。 マイナーな Revision 変更は、製造メーカー<sup>(\*)</sup> 独自の方法にて識別すべきである (例: バージョン、Revision 番号、シリアル番号 等。。。)

4. The version number of the Standalone Medical Device Software is considered the manufacturing control mechanism and **should** be displayed in the UDI-PI.

スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup> の Version 番号は、製造管理手段に用いられると考えられ、その番号は UDI-PI<sup>(\*)</sup> として表示されるべきである。

## 2. UDI Placement Criteria

### 2. UDI<sup>(\*)</sup> 貼付基準

- 1378 a. When the Standalone Medical Device Software is delivered on a physical medium, e.g. CD or  
1379 DVD, each package level **shall** bear the human readable and AIDC representation of the complete  
1380 UDI. The UDI that is applied to the physical medium containing the software and its packaging  
1381 **must** be identical to the UDI assigned to the system level software.  
1382 スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup>が物理的な媒体 (例: CD や DVD) で供  
1383 給されるのなら、各梱包レベルには、完全な UDI<sup>(\*)</sup> の人間が解読可能な文字 (Human  
1384 Readable<sup>(\*)</sup>) 表示および AIDC<sup>(\*)</sup> の貼付が義務となる。そのソフトが入った物理的媒  
1385 体および、その梱包は、対象システム・レベル・ソフトウェアに割り当てられた UDI<sup>(\*)</sup>  
1386 と同じものを使用しなくてはならない。  
1387  
1388 b. UDI **should** be provided on a readily accessible screen by the user in an easily-readable plain-text  
1389 format (e.g. an “about” file or included on the startup screen).  
1390 UDI<sup>(\*)</sup> は、ユーザーが簡単にアクセスして表示できる画面上で、平易なテキスト・フ  
1391 ォーマットを用いて提供されるべきである (例: About メニューやスタートアップ画面上)  
1392  
1393 c. Software lacking a user interface (e.g. middleware for image conversion) **must** be capable of  
1394 transmitting the UDI through an Application Programming Interface (API).  
1395 ユーザー・インターフェースを持たないソフトウェア (例: イメージ変換用ミドルウェア  
1396 ア) は、API を介して UDI<sup>(\*)</sup> を発信できなくてはならない。  
1397  
1398 d. Only the human readable portion of the UDI is required in electronic displays of the Standalone  
1399 Medical Device Software. The UDI AIDC marking needs not be used in the electronic displays,  
1400 e.g. about menu, splash screen, etc...; i.e. software not being distributed by the use of physical  
1401 data carriers (CDs, DVDs or similar) will not carry an AIDC.  
1402 スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup> に関して電子的表示の必要がある情  
1403 報は、UDI<sup>(\*)</sup> の人間が解読可能な文字 (Human Readable) 情報<sup>(\*)</sup> のみである。UDI<sup>(\*)</sup>  
1404 の AIDC<sup>(\*)</sup> マーキングは、その電子的な表示に加える必要はない (例: About メニュー、  
1405 Splash Screen (起動画面)、等); 例をあげると、物理的な媒体 (CD、DVD あるいはその他  
1406 の手段) を使用しないで配布されるソフトウェアは、AIDC<sup>(\*)</sup> を使用しない。  
1407  
1408 e. The human readable format of the UDI for Standalone Medical Device Software **should** include  
1409 the Application Identifiers (AI) for GS1, and Flag Characters for HIBCC, to assist the end user in  
1410 identifying the UDI and determining which standard is being used to create the UDI.  
1411 スタンド・アローンの医療機器用ソフトウェア<sup>(\*)</sup> 用 UDI<sup>(\*)</sup> の人間が解読可能な文字  
1412 (Human Readable) 情報<sup>(\*)</sup> は、ユーザーが、どの標準に基づいた UDI<sup>(\*)</sup> が使用されてい  
1413 るのか判別できるように、GS1 なら AI (アプリケーション識別子)、HIBCC なら Flag  
1414 Character (標識文字) を一緒に表示するべきである。  
1415